

CONFIGURACIÓN DE SCANNERS PARA VALIDACIÓN DE PACIENTES

Instrucciones

- 1) Conectar el escáner a un puerto USB disponible.
- 2) Escanear una sola vez el siguiente código para habilitar el modo Turbo.



- 3) Abrir el programa Bloc de Notas.
- 4) Escanear un DNI y verificar los caracteres escaneados. Observar que los campos *Nombre*, *Apellido*, etc, deben estar separados con el símbolo arroba, tal como se muestra a continuación:

00163432532@GARCIA@JOSE@M@30965283@A@23/04/1986

- 5) Si no apareciera la arroba @ como separador de campos, escanear alguno de los siguientes códigos para configurar el escáner.



- 6) Una vez configurado volver a escanear un DNI. Si aparecen los símbolos arroba @, el escáner ya quedó configurado permanentemente.